

Gambe... pronte a mostrarle?

Le gambe sono le vere protagoniste della stagione estiva, sia al mare sia in città! Le clienti desiderano trattamenti mirati per apparire al meglio nel minor tempo possibile. Quali sono i principali nemici da sconfiggere? Inestetismi della cellulite e mancanza di tonicità di cosce e glutei.



EME

Tel. 0721.400791 - www.eme-estetica.com - www.kiemecosmetic.com - info@eme-srl.com

Il Centro Estetico può proporre azioni sinergiche, dal massaggio manuale effettuato con cosmetici con principi attivi drenanti e liporiducenti a trattamenti con tecnologie estetiche di elettrostimolazione, radiofrequenza, onda acustica e pressomassaggio.

Non esiste un metodo che offra risultati migliori di un altro; i consulenti scientifici di Eme Estetica, azienda produttrice di tecnologie per Estetica e Medicina Estetica, ritengono che un'azione combinata sia sicuramente un'ottima soluzione.

▣ Elettrostimolazione e radiofrequenza: trattamento tonificante

Con l'elettrostimolatore è possibile stimolare le fibre muscolari delle gambe attraverso impulsi elettrici a bassa e media frequenza, definendo e modellando la massa muscolare. L'elettrostimolazione induce un miglioramento della microcircolazione sanguigna e del drenaggio linfatico. È un trattamento veloce ed efficace.

In sinergia con l'elettrostimolazione si può proporre la radiofrequenza per compattare, rassodare,

rimpolpare il tessuto sottocutaneo e incrementare l'azione della tonificazione muscolare. Tramite la diatermia mono e bipolare, si può trattare lassità dei tessuti, adipe localizzato e cellulite, con ottimi risultati. Questa metodica stimola l'incremento di collagene ed elastina, attiva il metabolismo cellulare e favorisce la lipolisi.

▣ Onda d'urto e presso massaggio: trattamento drenante

Il massaggio picchiettante dell'onda d'urto stimola lo scambio dei flussi linfatici, riattiva la circolazione sanguigna, consente il rilassamento del tessuto connettivo e aumenta la tonicità dell'epidermide, inducendo la produzione di collagene ed elastina. Tutte queste azioni migliorano il benessere delle gambe in profondità e rendono la pelle più elastica e compatta. Questo trattamento si può combinare con il pressomassaggio. La compressione dei gambali genera una forte azione drenante, stimolando la microcircolazione periferica degli arti inferiori.

Una volta completato il trattamento in cabina, si consiglia di ef-

fettuare un breve massaggio con creme tonificanti e drenanti.

La **linea di cosmeceutici naturali Kiemè**, appositamente formulata per essere utilizzata in sinergia con le principali tecnologie estetiche Eme, propone **Lift Firming Cream**, emulsione tonificante da massaggiare in chiusura di tutti i trattamenti corpo tonificanti, come elettrostimolazione e radiofrequenza, e **Lipodren Cream**, indicata per trattamenti drenanti, poiché ricca di caffeina, estratti di alghe rosse e betulla.

Avere gambe in forma in poche sedute è possibile, combinando gli effetti benefici delle tecnologie estetiche e dei cosmetici con principi attivi naturali!

